



易优思实验教学管理支撑平台安装说明

- 1、找到以 EUseTmspSetup 作为开头的文件，此文件是易优思实验教学管理支撑平台的安装包文件，安装包分为 64 位和 32 位，一般安装包的文件名称会有区分，x86 代表是 32 位，x64 代表是 64 位。
- 2、双击安装包或右键选择以管理员身份运行开始安装，安装界面如图：



- 3、点击“下一步”。
- 4、继续点击“下一步”。
- 5、选择安装目录，正常默认路径就可以，然后点击“下一步”。
- 6、继续点击“下一步”，然开始安装。
- 7、安装过程如果遇到，360 杀毒软件或其他防病毒软件提示，请选择允许程序所有操作。
- 8、系统安装结束。



9、双击桌面的 TMSP 快捷方式如下图：



10、点击右上角的齿轮图标进行登录配置。



11、主机是数据库所在机器的 IP 地址，端口：3306，用户：ipms，密码：123456，数据库：tmsp，接口地址是易优思运行管理中心的 WebApi 接口配置面板中设置的内容，格式：<http://ip:端口>。